

Bilz-Produits dans l'application

Microscope à électrons à matrice VISITEC

Résolution jusqu'à 100.000 x

Déplacements pour échantillons:

1,0m x 1,0m x 1,0m


Poids de la chambre et de l'appareil:

env. 5.300 kg

Poids de l'échantillon jusqu'à:

env. 1.400 kg

Installation à 4 amortisseurs pneumatiques
Bilz à membrane de type BiAir 2 ED/HE
Fréquence de résonance verticale de 1,5 Hz
à système de régulation de niveau pneu-
matique-électronique de type Bilz EPN-E



Böblinger Str. 25
D-71229 Leonberg

T: +49 (0) 71 52 30 91-0
F: +49 (0) 71 52 30 91-10
E: info@bilz.ag
W: www.bilz.ag